

Siltrax AS is met aluminiumsulfaat geïmpregneerd, gevlochten, katoenen retractiedraad die gedroogd wordt met een techniek waarbij het actieve bestanddeel actief wordt gehouden. Door het vocht van het normale weefsel wordt het actieve bestanddeel opnieuw geactiveerd, waardoor er een directe retractie van het tandvleesweefsel plaatsvindt zodat er geen schade aan het weefsel ontstaat en de tandvleesrand toch volledig wordt blootgesteld.

Inhoud: Iedere fles bevat 183 cm gevlochten katoendraad. De gemiddelde concentratie aluminiumsulfaat voor iedere grootte is:

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

Indicaties voor gebruik: Voor gebruik wanneer terugtrekking van het tandvlees aangeraden is in de tandheelkunde. Voorbeelden zijn voordat een afdruk wordt genomen met elastisch afdruk materiaal, voordat een kroon of brug wordt geplaatst en tijdens de voorbereiding van de tand.

Contra-indicaties: Er zijn geen bekende contra-indicaties voor het gebruik van Siltrax AS. Van de chemische bestanddelen van Siltrax is reeds lang bekend dat ze veilig en doeltreffend zijn voor het beoogde doel.

Waarschuwingen: Uitsluitend voor plaatselijk gebruik in de mond. Niet inslikken. Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen:

- Lees en volg alle instructies.
- Uitsluitend voor gebruik door de tandarts in zijn of haar praktijk.
- Uitsluitend voor plaatselijk gebruik in de mond. Niet inslikken.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij patiënten met een allergie of gevoeligheid voor aluminiumsulfaat.

Te gebruiken hoeveelheid: Zo veel draad van de juiste grootte gebruiken als noodzakelijk is om helemaal rond de overgang van kroon naar wortel te gaan van iedere tand die moet worden teruggetrokken, met een kleine overlapping. Indien er voldoende sulcusuimte is, kan de draad twee lussen hebben rond iedere tand (zie onder). Terugtrekking met een draad van epinephrine dient beperkt te blijven tot het equivalent van één normaal kwadrant van de mond per afspraak.

Gebruiksaanwijzing:

- Siltrax AS werkt het best als u een streng van de kleinste draad knoopt rond de tand en over de spleet.
- Knip af om een kleine overlapping te hebben en zorg ervoor dat de lus stevig in de sulcus steekt.
- Maak op dezelfde wijze een tweede lus met de grootste draad over de kleinste draad.
- Wanneer u klaar bent om het afdruk materiaal aan te brengen, verwijdert u de lus van de grootste draad. Laat de kleinste draad zitten onder de tandvleesrand totdat de procedure voor de afdruk voltooid is.
- De kleinste draad wordt verwijderd als de afdruk gemaakt is.
- Als alternatief kan één lus volstaan.
- Siltrax AS trekt weefsel volledig terug binnen vijf à acht minuten en moet dan uit de mond worden verwijderd.

De gedeelten van de draad zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en dienen onmiddellijk na gebruik te worden weggegooid. Hergebruik van de verstrekte dosis brengt een verhoogd risico op letsel of infectie voor de patiënt met zich mee.

Zie voor het veiligheidsinformatieblad de website van het bedrijf, pascaldental.com, of neem direct contact op met Pascal.