

Siltrax AS este un fir împletit din bumbac impregnat cu o soluție din sulfat de aluminiu și uscat printr-o tehnică ce reține activitatea ingredientului activ. Umiditatea țesutului normal reactivează ingredientul activ, care retrage prompt țesutul gingival într-un mod care nu cauzează leziuni tisulare, dar expune complet marginea gingivală.

Conținut: Fiecare flacon conține un fir împletit din bumbac de 183 cm. Concentrația medie de sulfat de aluminiu pentru fiecare dimensiune este:

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

Indicații de utilizare: De folosit atunci când retracția gingivală este recomandabilă în practica dentară, înainte de preluarea amprentelor dentare cu orice material elastic de amprentare; sau înainte de așezarea învelișurilor, coroanelor și punțiilor dentare; și în timpul preparării dintelui.

Contraindicații: Nu există contraindicații cunoscute pentru utilizarea Siltrax AS. Componentele chimice ale Siltrax AS au o tradiție lungă în ceea ce privește siguranța și eficacitatea în scopurile prevăzute.

Avertismente: Doar pentru uz topic intraoral. Nu ingerați. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Precauții:

- Citiți și respectați toate instrucțiunile.
- Doar pentru uz profesional în cabinet.
- Doar pentru uz topic intraoral. Nu ingerați.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor
- Nu folosiți la pacienții cu alergii sau sensibilitate la sulfat de aluminiu.

Quantități de utilizat: Folosiți firul de dimensiunea potrivită atât cât este necesar pentru a lega de jur împrejur fiecare dinte care trebuie retras, cu o ușoară suprapunere. Două bucle pot fi aplicate în jurul fiecărui dinte (a se vedea mai jos), dacă spațiul de la nivelul sulcusului este suficient. Retracția cu ajutorul firelor impregnate cu epinefrină trebuie să se limiteze la echivalentul unui cvadrant normal al gurii per procedură.

Instrucțiuni de utilizare:

- Pentru a folosi Siltrax AS în modul cel mai eficace posibil, aplicați bucla firului mai mic în jurul dintelui și peste crăpătură.
- Îndreptați capetele pentru o ușoară suprapunere și aplicați bucla ferm în sulcus.
- Aplicați a doua buclă a firului mai mare peste firul mai mic în același mod.
- Când sunteți gata să aplicați materialul de amprentare, îndepărtați doar bucla firului mai mare, lăsând firul mai mic sub marginea gingivală până când procedura de amprentare a fost finalizată.
- După ce procedura de amprentare a fost finalizată, firul mai mic este, de asemenea, îndepărtat.
- Alternativ, o singură buclă este suficientă.
- Siltrax AS retrage total țesutul în 5-8 minute și trebuie să fie îndepărtat apoi din gură.

Părțile secționate ale firului sunt doar de unică folosință și trebuie aruncate imediat după utilizare. Dacă părțile secționate ale firului sunt refolosite, pacienții riscă să sufere leziuni sau infecții.

Pentru informații legate de datele de securitate ale produselor, vă rugăm să consultați site-ul web al companiei la adresa pascaldental.com sau contactați Pascal direct.