

Siltrax AS er en flettet bomullstråd mettet med en løsning av aluminiumssulfat og tørket med en teknikk som beholder aktiviteten i den aktive ingrediensen. Normal vevsfuktighet reaktiverer den aktive ingrediensen, som straks trekker tilbake tannkjøttvevet på en måte som ikke fører til vevsskade, men som likevel eksponerer tannkjøttmarginen.

**Innhold:** Hver flaske inneholder 183 cm med flettet bomullstråd. Gjennomsnittlig konsentrasjon av aluminiumsulfat for hver størrelse er:

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

**Retningslinjer for bruk:** Skal brukes når tilbaketrekking av tannkjøttet er anbefalt i tannhelsetjenesten, som en forbehandling før bruk av alt elastisk impresjonsmateriale, eller før plassering av kroner, broer og i løpet av klargjøring av tennene.

**Kontraindikasjoner:** Bruk av Siltrax AS har ingen kjente kontraindikasjoner. De kjemiske komponentene i Siltrax AS har en lang historikk med sikkerhet og effektivitet for tiltenkte formål.

**Advarsler:** Kun for topisk intraoral bruk. Må ikke inntas. Skal oppbevares utilgjengelig for barn.

### Forholdsregler:

- Les og følg alle instruksjoner.
- Kun for profesjonell bruk på legekantor.
- Kun for topisk intraoral bruk. Må ikke inntas.
- Skal oppbevares utilgjengelig for barn
- Må ikke brukes på pasienter med allergi mot eller følsomhet for aluminiumsulfat.

**Bruksmengde:** Bruk så mye tråd, av riktig størrelse, som nødvendig for å komme hele veien rundt halsen på hver tann som skal trekkes, med en lett overlapping. Man kan legge to sløyfer rundt hver tann (se nedenfor) hvis sulcus tillater det. Retraksjon med en adrenalintråd skal begrenses til én normal kvadrant i munnen per timeavtale.

### Bruksanvisning:

- For mest mulig effektiv bruk av Siltrax AS kan du legge en sløyfe med mindre tråd rundt tannen og over sprekken.
- Klipp endene slik at du får en liten overlapping, pakk sløyfen godt inn i sulcus.
- Legg enda en sløyfe med større tråd over den mindre tråden på samme måte.
- Når du er klar til å påføre impresjonsmaterialet fjerner du kun den største sløyfetråden, og lar den mindre tråden være på plass under tannkjøttmarginen helt til impresjonsprosedyren er fullført.
- Når impresjonsprosedyren er fullført skal også den mindre tråden fjernes.
- Alternativt kan én enkel sløyfe med tråd være nok.
- Siltrax AS trekker vevet fullstendig tilbake i løpet av fem til åtte minutter, og skal deretter fjernes fra munnen.

Dispenserte deler av tråden er kun ment for engangsbruk, og skal kasseres umiddelbart etter bruk. Gjenbruk av den dispenserte delen utsetter pasienten for økt risiko for skade eller infeksjon.

For SDS-informasjon om produktet kan du se selskapets nettsted på [pascaldental.com](http://pascaldental.com) eller kontakte Pascal direkte.