

As priložne dispozicije destinirane a ser usadate unicamente una vez o desim ser descartadas inmediatamente após o uso. A neutralização da parte administrada aumenta o risco de lesão ou irritação para o doente.

Para informação sobre o SDS do produto aceder ao website da empresa em: pasccidental.com ou contactar directamente a Pascal.

Siltrax® AS Cordon trenzado para retracción gingival con sulfato de alumínio

Siltrax AS es un hilo de algodón trenzado, impregnado en una solución de sulfato de aluminio y secado mediante una técnica que controla la actividad de la superficie activa. La humedad del tejido solo inactiva la sustancia activa, que retrae e instala el tejido gingival sin dolor y expandiendo completamente el orificio gingival.

Contenido: Cada frasco contiene 183 cm de cordón de algodón trenzado. La concentración media de sulfato de aluminio para cada tamaño es la siguiente:

Siltrax AS 700 0,12 mg/cm
Siltrax AS 80 0,189 mg/cm
Siltrax AS 91 0,335 mg/cm
Siltrax AS 102 0,57 mg/cm

Indicaciones de uso: Debe usarse siempre que sea aconsejable la retracción gingival en la práctica dental, por ejemplo, antes de la toma de impresiones con cualquier material plástico para impresión o antes de la colocación de fundas, coronas, puentes y brackets de la preparación de los dientes.

Contraindicaciones: No se conocen contraindicaciones para el uso de Siltrax AS. Los componentes químicos de Siltrax AS cuentan con un largo historial de inocuidad y efectividad para los propósitos previstos.

Advertencias: Exclusivamente para uso tópico intrabucal. No debe ingerirse. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones:

- Lea y siga todas las Instrucciones.
- Únicamente para uso en un consultorio por un profesional.
- Exclusivamente para uso tópico intrabucal. No debe ingerirse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No debe usarse en pacientes que presenten alergia o hipersensibilidad al sulfato de aluminio.

Capacidad que debe usarse: Use la longitud de cordón del tamaño adecuado que sea necesario para cubrir por completo el borde de cada diente que deba retirarse, con un ligero sobolapamiento. Evitar que los bucles se enroscen o caigan dentro. (Verse abajo) si se permite el tamaño del surco.

Instrucciones de uso:

- Para obtener la máxima eficacia al usar Siltrax AS, debe retirarse una hora de cordón más pequeño en forma al diente y sobre el arco.
- Retire los extremos para que quede una ligera superposición y aprísese el cordón con firmeza en el arco.
- Aplicar un segundo bucle de un cordón de mayor tamaño sobre el más pequeño, de la misma manera.
- Cuando este hilo para aplicar el material de impresión, retire únicamente el bucle del cordón de mayor tamaño, dejando el más pequeño en su lugar bajo el borde gingival. La punta terminal y el procedimiento de impresión.
- Una vez terminado el procedimiento de impresión, debe retirarse también el cordón de menor tamaño.
- En oto caso, bastará con utilizar un bucle de cordón único.

- Siltrax AS retraer completamente el tejido en cinco a cinco minutos, y a continuación, sobora retratar de la boca.

Las porciones del cordón utilizadas se pueden para un único uso y luego desecharse inmediatamente después de usarlas. La neutralización de la parte dispensada expone a los pacientes a un mayor riesgo de lesiones o infecciones.

Para obtener información sobre la seguridad del producto (SDS), consulte la página web de la empresa pasccidental.com o póngase directamente en contacto con Pascal.

Siltrax® AS Flatat gingival retractionsband med aluminiumsulfat

Siltrax AS er flatat bomullstråd som er impregnerad med en løsning av aluminiumsulfat og tørket med en tånk som bevare aktiviteten hos den aktive ingrediensen. Normal vannaktivitet aktiverte den aktive ingrediensen, vilket gir en kontrollert og stabil effekt når det legges på et tånk som ikke forårsaker vannskade med gift for tannkarieskanten til gingiva.

Innehold: Varje flaska innehåller 183 cm flatat bomullstråd. Den genomsnittliga koncentrationen av aluminiumsulfat för varje storlek är:
Siltrax AS 700 0,12 mg/cm
Siltrax AS 80 0,189 mg/cm
Siltrax AS 91 0,335 mg/cm
Siltrax AS 102 0,57 mg/cm

Indikation för användning: Används för gingival retraktion i terapier i dentär praktik, såsom förhindring av rötter med ett elastiskt uttrycksmedel eller innan placering av jacketkoron, tandfönor, bryggor och under tandförberedning.

Kontraindikationer: Det finns inga kända kontraindikationer för användandet av Siltrax AS. De kemiska komponenterna i Siltrax AS har en lång historia av att vara säkra och effektiva för de avsedda ändamålen.

Varningar: Endast för lokal intrabucal användande. Svälj inte. Förvara utom räckhåll för barn.

Förhållningssäkerheter:

- Läs och följ alla instruktioner.
- Endast för professionellt användande på kontrollering.
- Endast för topiskt intrabucalt användande. Svälj inte.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Använd inte på patienter som är allergiska eller känsliga mot aluminiumsulfat.

Användningstips: Använd så mycket band av passande storlek som nödvändigt för att få buket vägen runt varje bånd. Läs brok hos alla Siltrax, med en liten överlappning. Ta varv kan packas runt varje bånd (se nedan), om sulfatsyrerhalt tillåts.

Brukningstips:

- För mer effektiv användning av Siltrax AS, linda en slinga med mindre bånd runt tanden och över språket.
- Tånkens ändarna så att de överlappar något, och packa slingan ordentligt i sulcus.
- Applicera en andra slinga med större bånd över det mindre båndet på sulcus.
- När användningen avslutas, ta bort båndet från tanden med ett stort ståltag, lämmandes det mindre båndet på plats under tännkänslighetslinjen till svårtrycksområdet av klar.
- När svårtrycksområdet av klar avlägsnas även det mindre båndet.
- Alternativt räck ut det med endast en slinga.
- Siltrax AS står till föfö Siltrax, varaktigt även om det är 5-6 minuter och ska avlägsnas från munnen.

Disposera delar av båndet i endast område för engångsbruk och ska avföras utmedelbart efter användning. Att användning av administrerat druck utstär patienter för ökad risk för skador eller infektioner.

Disposera delar av båndet i endast område för engångsbruk och ska avföras utmedelbart efter användning. Att användning av administrerat druck utstär patienter för ökad risk för skador eller infektioner.

För produkts SDS-information, se företagswebbsidan på pasccidental.com eller kontakta Pascal direkt.

Siltrax® AS Fir de retracção gingival implentito sulfato de alumínio

Siltrax AS este un fir împletit din bumbac impregnat cu o soluție din sulfat de aluminiu și uscat prin o tehnică care menține activitatea ingredientului activ. Umiditatea bucală normală reactivază ingredientul activ, care retrage prompt țesutul gingival în-tin-o mare cu cauzează leziuni fizice, dar expune complet marginea gingivală.

Conținut: Fiecare flacăză conține un fir împletit din bumbac de 183 cm. Concentrația medie de sulfat de aluminiu pentru fiecare dimensiune este:
Siltrax AS 700 0,12 mg/cm
Siltrax AS 80 0,189 mg/cm
Siltrax AS 91 0,335 mg/cm
Siltrax AS 102 0,57 mg/cm

Indicații de utilizare: De obicei utilizat când retracția gingivală este recomandată în practica dentară, înainte de presarea amprentelor dentare, cu orice material elastic de amprentare sau înainte de așezarea investiturilor, coronoanelor și punților dentare. În si timpul parafinării dinelului.

Contraindicații: Nu există contraindicații cunoscute pentru utilizarea Siltrax AS. Componentele chimice ale Siltrax AS au o tradiție lungă în ceea ce privește siguranța și eficacitatea în scopurile prevăzute.

Advertențe: Doar pentru uz topic intrabucal. Nu ingerați. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Precauții:

- Citiți și respectați toate instrucțiunile.
- Doar pentru uz profesional în cabinet.
- Doar pentru uz topic intrabucal. Nu ingerați.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu folosiți la pacienți cu alergii sau sensibilitate la sulfat de aluminiu.

Conținut de utilizat: Folosiți firul de dimensiunea potrivită atât ca suport necesar pentru a lega de ar margini fizice care trebuie retrase, cu o ușoară suprapunere. Dacă buclele pe fir aplicate în jurul fiecărui dinte (și a vedea mai jos), dacă spațiile de la nivelul sulcului este suficient.

Instrucții de utilizare:

- Pentru a folosi Siltrax AS în mod cel mai eficient, aplicați bucle firului mai mic în întâmplare și cel puțin creșterea.
- Împingeți capetele părții cu ușoară suprapunere și aplicați bucle firului în sulcus.
- Aplicați a doua buclă a firului mai mare peste firul mai mic în zosterul fir.
- După ce procedura de amprentare a fost terminată, îndepărtați din buclă firul mai mare, lăsați firul mai mic sub marginea gingivală până când procedura de amprentare a fost finalizată.
- După ce procedura de amprentare a fost finalizată, firul mai mic este, de asemenea, îndepărtați.
- Alternativ, o singură buclă este suficientă.
- Siltrax AS retrage toate țesuturile în 5-6 minute și trebuie să fie îndepărtați apoi din gură.

Preșterea se face firul surt este un surt în sulcus și trebuie aruncat imediat după utilizare. Dacă gâtul se expune la firul surt trebuie, pentru a evita să se rănească sau infecteze.

Pentru informații legate de datele de securitate ale produsului, vă rugăm să consultați site-ul web al companiei la adresa pasccidental.com sau contactați Pascal direct.

Siltrax® AS Flettet tråd for tilbakeføring av tannkjøttet aluminiumsulfat

Siltrax AS er en flettet bomullstråd nnet med en løsning av aluminiumsulfat og tørket med en teknik som bevare aktiviteten i den aktive ingrediensen. Normal vevsuktighet reaktiverer den aktive ingrediensen som trekke tråden tilbake fannkjøttet på en måte som ikke forer til vevsskade, men som eksponerer tannkjøttetmarginen.

Innehold: Hver flaska innehåller 183 cm med flettet bomullstråd. Genomsnittlig koncentration av aluminiumsulfat for hver størrelse er:
Siltrax AS 700 0,12 mg/cm
Siltrax AS 80 0,189 mg/cm
Siltrax AS 91 0,335 mg/cm
Siltrax AS 102 0,57 mg/cm

Retningslinjer for bruk: Skal brukes når tilbakeføring av tannkjøttet er anbefalt i tannlegebehandling, som tannbehandling for og alle typer impregneringsmaterialer, etter plassering av kroner, broer og bruk av klanglapp for tenner.

Kontraindikasjoner: Bruk av Siltrax AS har ingen kjente kontraindikasjoner. De kjemiske komponentene i Siltrax AS har en lang historie med sikkerhet og effektivitet for tannlegeformål.

Advarsel: Kun for topisk intrabucal bruk. Må ikke svelges. Skal oppbevares utslagsleng for barn.

Førholdsregler:

- Les og følg alle instruksjoner.
- Kun for profesjonell bruk på legestuer.
- Kun for topisk intrabucal bruk. Må ikke svelges.
- Skal oppbevares utslagsleng for barn.
- Må ikke brukes på pasienter med allergi mot eller følsomhet for aluminiumsulfat.

Brukningstips: Bruk så mye tråd av riktig størrelse, som nødvendig for å komme hele vevet inn på hver tann som skal trekkes, med en liten overlappning. Man kan legge to stykker oppett hver tann (se nedover) hvis buket tillater det.

Brukningstips:

- For mer effektiv bruk av Siltrax AS kan du legge en stykke med mindre tråd rundt tannen og over språket.
- Tånkens ende slik at de er til en liten overlappning, slik stykke godt inn i sulcus.
- Legg enda en stykke med større tråd over den mindre tråden på samme måte.
- Når du er ferdig med å påføre impregneringsmaterialer fjerner du kun den største stykket, lar den mindre tråden være på plass under tannkjøttetmarginen til fimpregneringsprosedyren er fullført.
- Når impregneringsprosedyren er fullført skal også den mindre tråden fjernes.
- Alternativt kan en enkelt stykke med tråd være nok.
- Siltrax AS står evnet fulltids tilgjengelig i 5-6 minuter og skal deretter fjernes fra munnen.

Disposere deler av tråden av kun mot for engangsbruk, og skal kasseres utmedelbart etter bruk. Gjentak av den dispenseret druck utstær pasienter for økt risiko for skade eller infeksjon.

Disposere deler av tråden av kun mot for engangsbruk, og skal kasseres utmedelbart etter bruk. Gjentak av den dispenseret druck utstær pasienter for økt risiko for skade eller infeksjon.

For SDS-informasjon om produktet kan du se selskapets nettsted på pasccidental.com eller kontakta Pascal direkte.

Siltrax® AS Pletent gingivalni retraksijski abel s aluminijevim sulfatom

Siltrax AS je pletati pamučni žabot zasaden organskom aluminijevim sulfatom i osušen tehnikom koje zadržava aktivnost aktivnog sastojka. Normalna vlaga u sluzi reaktivira aktivni sastojak, koji odmah povlači gingivno tkivo na način koji ne uzrokuje oštećenje tkiva, ali u oplotu izlaže rub gingive.

Sadržaj: Svaka bočica sadrži 183 cm pletenog pamučnog žabota. Prosječna koncentracija aluminijevog sulfata za svaku veličinu iznosi:
Siltrax AS 700 0,12 mg/cm
Siltrax AS 80 0,189 mg/cm
Siltrax AS 91 0,335 mg/cm
Siltrax AS 102 0,57 mg/cm

Napomena za uporabu: Uporabiti treba tek kad se preporuča retrakcija gingivala u stomatološkoj ordinaciji, kao što je prethodno utamnjavanje orala s bilo kakvom elastičnom materijalom ili pri postavljanju mostova. Ne treba koristiti u igdnom primjenu zuba.

Kontraindikacije: Nema poznatih kontraindikacija za uporabu Siltrax AS. Kemijske komponente Siltrax AS imaju dugi povijesni i učinkoviti za namjeravanu uporabu.

Oporezivanje: Samo za topikalnu intrabucalnu uporabu. Ne gutati. Držati daleko djece i dječice.

Mjere opreza:

- Pročitajte i pridržavajte se svih uputa.
- Samo za profesionalnu uporabu u ordinaciji.
- Samo za topikalnu intrabucalnu uporabu. Ne gutati.
- Čuvati daleko djece i dječice.
- Ne koristiti kod pacijenata koji su alergični ili osjetljivi na aluminijev sulfat.

Kočinje za uporabu: Koristiti onoliko bučica odgovarajuće veličine koliko je potrebno da se zadržati oplot var svakog zuba koji se ukloni, uz margin prethodno. Oko svakog zuba mogu se zadržati drugi styk (vidi u nastavku), ako primor za gingivno tkivo, to dopušta.

Upute za uporabu:

- Za najučinkovitiju uporabu Siltrax AS, omotajte žicu manji bučica oko zuba i preko

- paketine.
- Odrežite krajnje rub lagano preklapajući i prethodite styku u gingivni sulcus.
- Na svaki zub nanosite drugu bočicu preko veće bučice da margini bučice.
- Kada do uprene za namještanje materijala za otisk, uklonite samo styku preko bučica, ostavljajući styku manje bučice na mjestu ispod ruba gingive, što će na završi postupati utamnjavanje orala.
- Nakon završetka postupka utamnjavanja orala, uklonite je s margini bučice.
- Alternativno, dovoljno je jednu styku bučica.
- Siltrax AS postupa postot tkiva u roku od pet do osam minuta i nakon toga uklanja je iz zuba.

Disposirajte dijelove bučice namijenjene za samo za jednokratnu uporabu. Nemojte držati dijelove bučice nepotrebno uporabu. Ponovna uporaba doznogir sigurno povećava rizik od oštećenja ili infekcije bučicama.

Pogodnije informacije o proizvodu pasccidental.com ili obratite pažnju poduzeću Pascal kako biste postali informacije navedeno u sigurnosno-tehničkom listu (SDS).

Pogodnije informacije o proizvodu pasccidental.com ili obratite pažnju poduzeću Pascal kako biste postali informacije navedeno u sigurnosno-tehničkom listu (SDS).



2029 Newton Way
Bellevue, WA 98004 USA
425.627.4644 | 800.434.8951
www.pasccidental.com

Enagro Ergo
Prisnjavogradski 20
25148 The Hague
The Netherlands