

Siltrax AS är flätad bomullstråd som är impregnerad med en lösning av aluminiumsulfat och torkad med en teknik som bevarar aktiviteten hos den aktiva beståndsdelen. Normal vävnadsvätska återaktiverar den aktiva beståndsdelen, vilket gör att tandköttsvävnaden snabbt drar sig tillbaka på ett sätt som inte förorsakar vävnadsskada men gör tandköttskanten tillgänglig.

Innehåll: Varje flaska innehåller 183 cm flätat bomullsband. Den genomsnittliga koncentrationen av aluminiumsulfat för varje storlek är:

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

Indikation för användande: Använd då gingival retraktion är lämplig i dental praktik, såsom föregående avtryck med ett elastiskt avtrycksmaterial; eller innan placering av jacketkronor, tandkronor, bryggor; och under tandförberedning.

Kontraindikationer: Det finns inga kända kontraindikationer för användandet av Siltrax AS. De kemiska komponenterna i Siltrax AS har en lång historia av att vara säkra och effektiva för de ämnade ändamålen.

Varningar: Endast för lokalt intraoralt användande. Svälj inte. Förvara utom räckhåll för barn.

Försiktighetsåtgärder:

- Läs och följ alla instruktioner.
- Endast för professionellt användande på mottagning.
- Endast för lokalt intraoralt användande. Svälj inte.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Använd inte på patienter som är allergiska eller känsliga mot aluminiumsulfat.

Användningsmängd: Använd så mycket band av passande storlek såsom nödvändigt för att gå hela vägen runt varje tands hals som ska dras tillbaka, med en liten överlappning. Två varv kan packas runt varje tand (se nedan), om sulcusutrymme tillåts. Retraktion med ett adrenalinband bör begränsas till motsvarigheten av en normal kvadrant av munnen per besök.

Bruksanvisning:

- För mest effektiva användande av Siltrax AS, linda en slinga med mindre band runt tanden och över skrevan.
- Trimma ändarna så att de överlappar något, och packa slingan ordentligt i sulcus.
- Applicera en andra slinga med större band över det mindre bandet på samma vis.
- När avtrycksmaterialet är redo att appliceras, avlägsna endast den större slingan, lämnandes det mindre bandet på plats under den gingivala kanten tills avtrycksproceduren är klar.
- När avtrycksproceduren är klar avlägsnas även det mindre bandet.
- Alternativt räcker det med endast en slinga.
- Siltrax AS drar till fullo tillbaka vävnad inom fem till åtta minuter och bör då avlägsnas från munnen.

Doserade delar av bandet är endast ämnade för engångsbruk och ska avyttras omedelbart efter användandet. Återanvändning av administrerade doser utsätter patienten för ökad risk att få skador eller infektioner.

För produktens SDS-information, se företagswebbsidan på pascaldental.com eller kontakta Pascal direkt.